

88 OIL ADVANCE



- Analisi simultanea dello Zolfo e del Cloro nei prodotti petroliferi
- Compatto e portatile
- Funziona in vuoto con mini pompa integrata
- Soddisfa i requisiti delle norme ASTM: 4294, D6445, 7220, 4929. Soddisfa i requisiti delle norme ISO: 8754, 20847
- Soddisfa i requisiti delle norme IP: 336, 496

Il range analitico dello strumento 88 OIL va da una concentrazione di 4 ppm al 10%: monta un detector SDD con raffreddamento Peltier, risoluzione spettrale <130eV (Mn K α)

Specifiche tecniche

Detector	SDD veloce ad alta risoluzione
Fonte di eccitazione	4 W, 50kv Max, 200uA Max
Temperatura di lavoro	da -20 a 50 °C
Analisi	88 OIL Advance sotto vuoto, 88 OIL in aria
Tempo di Analisi	120-300 secondi, personalizzabile
Tipologia del campione	Liquido, polvere, solido
Coppette	ID-23.6mm, OD-30mm, Altezza 30mm, Volume-9ml
Dimensioni dello strumento	270mmx320mmx230mm (LxPxH)
Dimensioni della camera del campione	170mmx110mmx17mm (LxPxH)
Peso	10.5 kg 4294 PLUS, 9.4 kg 4294
Touch screen(1280*800)	8 pollici Windows 10 based OS
Periferiche esterne	USB, Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Test Report	Excel, PDF
Consumabili	Mylar del campione - coppette - pipetta - film del vuoto
88 OIL Advance	
Calibrazione tipica	Zolfo alte concentrazioni: 0.01%-5% 1ppm a 300secondi
LOD S	1ppm a 300 secondi
LOD Cl	1ppm a 300 secondi

88 OIL	
Calibrazione tipica	Zolfo basse concentrazioni: 20ppm- 100ppm Zolfo alte concentrazioni: 0.01%-5%
LOD S	3.8 ppm a 130 secondi